

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СО

Назначение СО: стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле СН-0,000-НС предназначен для градуировки рентгенофлуоресцентных анализаторов нефти и нефтепродуктов в сочетании с другими государственными образцами массовой доли серы в минеральном масле (СО СН-НС).

Общие указания, условия применения: СО СН-0,000-НС представляет собой минеральное белое масло 100 РВ ("Merkur", Германия), разлитое во флаконы из темного стекла или полимерного материала объемом не менее 100 см³.

Срок годности СО – 2 года.

Поврежденные флаконы со стандартным образцом и флаконы с просроченным сроком годности к использованию не допускаются.

Указания мер безопасности: техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-76. Пожаробезопасность по ГОСТ 12.1.004-76. В случае пожара могут быть применены все средства пожаротушения (химическая и воздушно-механическая пена, инертные газы, водяной пар).

В процессе работы со стандартным образцом специфических токсических продуктов в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образуется.

В случае попадания образца на кожу или в глаза промыть их 10-ти кратным количеством воды.

Подготовка к применению: перед использованием СО СН необходимо проверить комплектность, упаковку, наличие этикетки.

После вскрытия флакона с образцом, не израсходованная часть может быть использована до окончания срока годности при условии хранения СО герметично закрытыми.

Порядок применения СО: использование СО СН для градуировки рентгенофлуоресцентных анализаторов нефтей и нефтепродуктов проводят в соответствии с инструкциями по эксплуатации этих средств измерений.